Name and Address:

Organization name The Chaim Sheba Medical Center

Address Tel Hashomer 52621

Israel

Phone +972-3-530-3078 **Fax** +972-3-530-3991

E-Mail (contact person) erosner@sheba.health.gov.il

This appendix includes 9 parts, one for each accredited organization in the list below:

1.	Automated Mega laboratory	Phone No. +972-3-530-2253
2.	AIDS	Phone No. +972-3-530-3401
3.	Blood Bank	Phone No. +972-3-530-2570
4.	Coagulation Laboratory	Phone No. +972-3-530-2105
5.	Endocrinology Laboratory	Phone No. +972-3-530-2022 +972-3-530-3082
6.	Gastroenterology Laboratory	Phone No. +972-3-530-2905
7.	Hematology Laboratory	Phone No. +972-3-530-2356
8.	Lipids and Atherosclerosis Laboratory	Phone No. +972-3-530-2940
9.	Clinical Toxicology & Pharmacology	Phone No. +972-3-530-2358

Name and Address:

Organization name Sheba Medical Center
Laboratory name Automated Megalaboratory

Address Tel Hashomer 52621

Israel

Phone +972-3-530-2253, +972-3-530-2100

Fax +972-3-530-3498

E-Mail rdoolman@sheba.health.gov.il

hanna.a@sheba.health.gov.il

Item	Scope Type	Site	Types of Test / P	roperties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	up of p	oroduct	s: Health, Medicine	- Chemistry, General	Biochemistry			כימיה כללית	ואה - כימיה, ביוו	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>
Chen	nical Testing, Autoanalysers								:לייזרים	בדיקות כימיות, שיטות באוטואו
1	A	P	Albumin	· ·	Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
2	A	P	Alkaline Phosphatase	1	Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
3	A	P	Amylase		Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
4	A	P	Bilirubin (Total)	בילירובין (כללי)	Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type	Site	Types of Test / P	roperties Measured	Materials / Sa.	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Grou	up of j	product	s: Health, Medicine	e - Chemistry, Gener	al Biochemistry			בימיה כללית	צואה - כימיה, ביונ	משפחת מוצרים: בריאות, רכ
Chen	nical T	Testing, A	Autoanalysers						נלייזרים	בדיקות כימיות, שיטות באוטואו
5	A	P	CA 125	CA 125	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)		DxI 800		
6	A	P	CA 15.3	CA 15.3	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Immunometric- Chemiluminescence-kit by Beckman Coulter	DxI 800		
7	A	P	CA 19.9	CA 19.9	Serum/Plasma (LiHeparine)		Immunometric- Chemiluminescence kit by Beckman Coulter	DxI 800		
8	A	P	Calcium	סידן	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5811		
9	A	P	CEA	CEA	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Immunometric- Chemiluminescence-kit by Beckman Coulter	DxI 800		
10	A	P	Chloride	כלוריד	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Indirect ISE (Ion Selective Electrode)	AU5800		
11	A	P	Cholesterol	כולסטרול	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
12	A	P	C-Reactive Protein	C-Reactive Protein	Serum/Plasma (LiHeparine)		Immuno-Turbidimetric high sensitivity kit by Beckman Coulter	AU5800		
13	A	P	Creatine Kinase (CK)	Creatine Kinase (CK)	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5811		
14	A	P	Creatine Kinase -MB Iisoenzyme (CK-MB)	Creatine Kinase -MB Iisoenzyme (CK-MB)	Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by-Beckman Coulter	AU5800		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests: Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 26.08.2013 Version No. 4

Page No. 3 of: 52



Item	Scope Type	Site	Types of Test /	Properties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Grou	up of j	product	s: Health, Medicir	ne - Chemistry, Gener	al Biochemistry			נימיה כללית	צואה - כימיה, ביונ	משפחת מוצרים: בריאות, רכ
Chen	nical T	esting, A	Autoanalysers						נלייזרים	בדיקות כימיות, שיטות באוטוא
15	A	P	Creatinine	Creatinine	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Colominative endpoint	AU5800		
16	A	P	Digoxin	Digoxin	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence kit by Beckman Coulter	DxI 800		
17	A	P	Ferritin	Ferritin	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	minimunometric	DxI 800		
18	A	P	Folic acid	חומצה פולית	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)		DxI 800		
19	A	P	GGT (Gama(γ)- glutamyl transpeptidase)	GGT (Gama(γ)-glutamyl transpeptidase)	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
20	A	P	Glucose	גלוקוז	Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
21	A	P	Iron	ברזל	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
22	A	P	LDH (Lactate Dehydrogenase)	LDH (Lactate Dehydrogenase)	Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
23	A	P	Lipase	ליפאז	Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
24	A	P	Magnesium	מגנזיום	Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Item	Scope Type	Site	Types of Test / P.	roperties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Grou	ıp of p	product	s: Health, Medicine	e - Chemistry, Gener	al Biochemistry			כימיה כללית	פואה - כימיה, ביוו	משפחת מוצרים: בריאות, רנ
Chen	nical T	esting, A	utoanalysers						נלייזרים	בדיקות כימיות, שיטות באוטוא
25	A	P	Phosphorus	Phosphorus	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
26	A	P	Potassium	אשלגן	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Indirect ISE (Ion Selective Electrode)	AU5800		
27	A	P	Protein (Total)	חלבון (כלל)	Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
28	A	P	SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) AST (Aspartate aminotransferase)	SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) AST (Aspartate aminotransferase)	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
29	A	P	SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase) ALT (Alanine aminotransferase)	SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase) ALT (Alanine aminotransferase)	Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
30	A	P	Sodium	נתרן	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Indirect ISE (Ion Selective Electrode)	AU5800		
31	A	P	Troponin I (aTnI)	Troponin I (aTnI)	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	Immunoassay/ Chemiluminescence kit by Beckman Coulter AccuTnI, Optimized	DxI 800		
32	A	P	Urea	Urea	Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Department: Testing Laboratory-Medical ISO 15189 Accreditation No. 115

Appendix to Certificate No. 115-04

Item	Item Scope Site Types of Test / Properties Measured Materials / Sa Type Type				mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks	
Gro	up of j	products	s: Health, Medicin	e - Chemistry, Gener	al Biochemistry			כימיה כללית	ואה - כימיה, ביו	משפחת מוצרים: בריאות, רנ
Cher	Chemical Testing, Autoanalysers								נלייזרים	בדיקות כימיות, שיטות באוטוא
33	A	P	Uric Acid	Uric Acid	Serum/Plasma (LiHeparine)		Colorimetric-endpoint kit by Beckman Coulter	AU5800		
34	A	P	Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	Serum/Plasma (LiHeparine)	(LiHeparine)	Immunometric- Chemiluminescence-kit by Beckman Coulter	DxI 800		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Item	Scope Type	Site	Types of Test / P.	roperties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks	
Grou	up of j	product	s: Health, Medicine	- Endocrinology				וגיה	פואה - אנדוקרינול	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רו</i>	
Biolo	gical T	Testing, 1	mmunoassays by Auto	oanalysers				בדיקות ביולוגיות, שיטות אימונוכימיות באוטואנלייזרים			
35	A	P	AFP (Alpha Fetoprotein)	AFP (Alpha Fetoprotein)	Serum	סרום	Immunometric- Chemiluminescence kit by Beckman Coulter	DxI 800			
36	A	P	Free T4 (FT4) (Thyroxine, Free)	Free T4 (FT4) (Thyroxine, Free)	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)		DxI 800			
37	A	P	FT3 (FreeT3) (triiodothyronine, Free)	FT3 (FreeT3) (triiodothyronine, Free)	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	F	DxI 800			
38	A	P	PSA-free (Prostate Specific Antigen-free)	PSA-free (Prostate Specific Antigen-free)	Serum	סרום	Immunometric- Chemiluminescence kit by Beckman Coulter Hybritech	DxI 800			
39	A	P	PSA-total (Prostate Specific Antigen - total)	PSA-total (Prostate Specific Antigen -total)	Serum	סרום	Immunometric- Chemiluminescence kit by Beckman Coulter Hybritech	DxI 800			
40	A	P	TSH (Thyroid Stimulating Hormone)	TSH (Thyroid Stimulating Hormone)	Serum/Plasma (LiHeparine)	סרום/ פלסמה (LiHeparine)	minumonicure	DxI 800			

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type	Site	Types of Test / P	roperties Measured	Materials / S	Samples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
		_	s: Health, Medicine ad Oxymetry	- Chemistry, Genera	l Biochemistry,		קה ואוקסימטריה	נימיה כללית, המודינמי	ואה - כימיה, ביול	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i> ו
Chen	nical T	esting, A	utoanalysers						לייזרים	בדיקות כימיות, שיטות באוטואני
41	A	P	(K) Potassium	אשלגן	Whole blood (Na Heparin)	(Na Heparin) דם מלא	Direct ISE (Ion Selective Electrode)	Cobas b 221		
42	A	P	(Na) Sodium	נתרן	Whole blood (Na Heparin), Plasma	דם מלא (Na Heparin) / פלסמה		Cobas b 221		
43	A	P	(PCO ₂) Carbon dioxide, Partial Pressure	(PCO ₂) Carbon dioxide, Partial Pressure	Whole blood (Na Heparin)	(Na Heparin) דם מלא	Direct ISE (Ion Selective Electrode)	Cobas b 221		
44	A	P	(PO ₂) Oxygen, Partial Pressure	(PO ₂) Oxygen, Partial Pressure	Whole blood (Na Heparin)	(Na Heparin) דם מלא	Amperometry	Cobas b 221		
45	A	P	(SO ₂ %) Oxygen Saturation,	(SO ₂ %) Oxygen Saturation,	Whole blood (Na Heparin)	(Na Heparin) דם מלא	Light absorption in whole blood	Cobas b 221		
46	A	P	BE (Base excess)	BE (Base excess)	Whole blood (Na Heparin)	(Na Heparin) דם מלא	Calculated	Cobas b 221		Calculated
47	A	P	Ca ²⁺ (Ionized calcium)	Ca ²⁺ (Ionized calcium)	Whole blood (Na Heparin)	(Na Heparin) דם מלא	Direct ISE (Ion Selective Electrode)	Cobas b 221		
48	A	P	CO.Hb (Carboxyhemoglobin)	CO.Hb (Carboxyhemoglobin)	Whole blood (Na Heparin)	(Na Heparin) דם מלא	Spectrophotometry	Cobas b 221		
49	A	P	Glucose	גלוקוז	Whole blood (Na Heparin)	(Na Heparin) דם מלא	Amperometry	Cobas b 221		
50	A	P	HCO ₃ (Bicarbonate)	HCO ₃ (Bicarbonate)	Whole blood (Na Heparin)	(Na Heparin) דם מלא	Calculated	Cobas b 221		Calculated
51	A	P	Lactate, (Lactic Acid)	חומצה לקטית	Whole blood	דם מלא	Amperometry	Cobas b 221		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Department: Testing Laboratory-Medical ISO 15189 Accreditation No. 115

Appendix to Certificate No. 115-04

Item	n Scope Site Types of Test/Properties Measured Materials / Sa Type			mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks		
	Group of products: Health, Medicine - Chemistry, General Biochemistry, Iemodynamics and Oxymetry						יקה ואוקסימטריה	כימיה כללית, המודינמ	פואה - כימיה, ביו	משפחת מוצרים: בריאות, רנ
Chei	hemical Testing, Autoanalysers								נלייזרים	בדיקות כימיות, שיטות באוטוא
52	52 A P Met.Hb (Methemoglobin) Met.Hb (Methemoglobin) Whole blood (Na Heparin)				`	(Na Heparin) דם מלא	Spectrophotometry	Cobas b 221		
53	A	P	pН	рН	Whole blood (Na Heparin)	(Na Heparin) דם מלא	Hydrogen ion selective glass Electrode	Cobas b 221		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type	Site	Types of Test / P	roperties Measured	Materials / Sa.	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Grou	ıp of j	product	ts: Health, Medicine	e - Hematology, Blood	l Count			, ספירה	ואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>
Biolo	gical T	Testing, 1	Blood Count by Autoar	nalysers					אנלייזרים	בדיקות ביולוגיות, ספירה באוטוי
54	A	P	CBC (Complete Blood Count)	ספירת דם כללית	Whole blood (K ₂ EDTA)	$(K_2 EDTA)$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		Including all parameter listed below
55	A	P	Basophils	Basophils	Whole blood (KEDTA)	$(K_2 EDTA)$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
56	A	P	Blasts	Blasts	Whole blood (K ₂ EDTA)	$(K_2 EDTA)$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
57	A	P	Eosinophils	Eosinophils	Whole blood (K ₂ EDTA)	$(K_2 EDTA)$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
58	A	P	Hematocrit	Hematocrit	Whole blood (K ₂ EDTA)	$(K_2 EDTA)$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
59	A	P	Hemoglobin	המוגלובין	Whole blood (K ₂ EDTA)	$(\mathrm{K_{2}EDTA})$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
60	A	P	Hypercytosis	Hypercytosis	Whole blood (K ₂ EDTA)	$(\mathrm{K_{2}EDTA})$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
61	A	P	Hypocytosis	Hypocytosis	Whole blood (K ₂ EDTA)	$(\mathrm{K_{2}EDTA})$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
62	A	P	Left shift	Left shift	Whole blood (K ₂ EDTA)	$(\mathrm{K_{2}EDTA})$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
63	A	P	Lymphocytes	Lymphocytes	Whole blood (K ₂ EDTA)	$(K_2 EDTA)$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
64	A	P	Macrocytes	Macrocytes	Whole blood (K ₂ EDTA)	$(K_2 EDTA)$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
65	A	P	MCH (Mean Cell Hemoglobin)	MCH (Mean Cell Hemoglobin)	Whole blood (K ₂ EDTA)	$(K_2 EDTA)$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type		Types of Test / P	roperties Measured	Materials / Sa	amples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	up of	product	ts: Health, Medicin	e - Hematology, Bloo	od Count			, ספירה	ואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: בריאות, רכ
Biolo	gical	Testing,	Blood Count by Auto	analysers					אנלייזרים	בדיקות ביולוגיות, ספירה באוטו
66	A	P	MCHC (Mean Cell Hemoglobin Concentration)	MCHC (Mean Cell Hemoglobin Concentration)	Whole blood (K ₂ EDTA)	רם מלא (K₂EDTA)	Automated cell counter	LH 750		
67	A	P	MCV (Mean Cell Volume)	MCV (Mean Cell Volume)	Whole blood (K ₂ EDTA)	(K_2EDTA) דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
68	A	P	Microcytes	Microcytes	Whole blood (K ₂ EDTA)	$(K_2 EDTA)$ דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
69	A	P	Monocytes	Monocytes	Whole blood (K ₂ EDTA)	(K ₂ EDTA) דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
70	A	P	MPV (Mean Platelet Volume)	MPV (Mean Platelet Volume)	Whole blood (K ₂ EDTA)	(K_2EDTA) דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
71	A	P	Neutrophils (Polymorphonuclears)	Neutrophils (Polymorphonuclears)	Whole blood (K ₂ EDTA)	(K ₂ EDTA) דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
72	A	P	PCT (Platelets Hematocrit)	PCT (Platelets Hematocrit)	Whole blood (K ₂ EDTA)	(K ₂ EDTA) דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
73	A	P	PLT (Platelets)	PLT (Platelets)	Whole blood (K ₂ EDTA)	(K ₂ EDTA) דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
74	A	P	RBC (Red Blood Cells)	תאי דם אדומים	Whole blood (K ₂ EDTA)	(K ₂ EDTA) דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
75	A	P	RDW (Red Blood Cell Distribution Width)	RDW (Red Blood Cell Distribution Width)	Whole blood (K ₂ EDTA)	(K ₂ EDTA) דם מלא	Automated cell counter	LH 750		
76	A	P	WBC (White Blood Cells)	תאי דם לבנים	Whole blood (K ₂ EDTA)	(K ₂ EDTA) דם מלא	Automated cell counter	LH 750		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Department: Testing Laboratory-Medical ISO 15189 Accreditation No. 115

Appendix to Certificate No. 115-04

Item	Scope Type	Site	Types of Test / P	Types of Test / Properties Measured Materials / Sa		mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks		
Gro	up of j	product	s: Health, Medicino	e - Hematology		משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפואה - המטולוגיה</i>						
Biol	ogical T	Testing, E	Blood Cell Typing Mai	nual smear					, משטח ידני	בדיקות ביולוגיות, אפיון תאי דם		
77	A	P	Blood Smears or Films: Normal blood films Young cells: Stabs, MetaMyelocytes, Myelocytes, Promyrlocytes, Blasts. Atypical Lymphocytes, Granulocytes Red Blood Cell pathology. Leukemic blood smears. Abnormalities in Platelets.	Blood Smears or Films: Normal blood films Young cells: Stabs, MetaMyelocytes, Myelocytes, Myelocytes, Blasts. Atypical Lymphocytes., Monocytes, Granulocytes Red Blood Cell pathology. Leukemic blood smears. Abnormalities in Platelets.	Whole blood	דם מלא	Microscopy on Gimsa stained slides.	Manual and automatically spread blood smears by Beckman Coulter LH 755.				

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type	Site	Types of Test / P.	roperties Measured	Materials / Sa	imples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks			
Gro	up of j	product	s: Health, Medicine	- Hematology, Coag	ulation			, קרישה	ואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: <i>בריאות, ר</i> נ			
Biolo	gical T	Testing, A	Autoanalysers						אנלייזרים	בדיקות ביולוגיות, שיטות באוטו			
78	A	P	D-Dimer	D-Dimer	Plasma (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	(Na Citrate) פלסמה Immunoturbidimetric kit by IL ACL Top						
79	A	P	Fibrinogen	פיברינוגן	Plasma (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection Photometry kit by IL	ACL Top					
80	A	P	INR (International Normalizing Ratio)	INR (International Normalizing Ratio)	Plasma (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Calculation	ACL Top					
81	A	P	PT (ProthrombinTime)	PT (ProthrombinTime)	Plasma (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection Photometry kit by IL	ACL Top					
82	A	P	PTT (Partial Thromboplastin Time)	PTT (Partial Thromboplastin Time)	Plasma (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection Photometry kit by IL	ACL Top					
83	A	P	TT (Thrombin Time)	TT (Thrombin Time)	Plasma (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection Photometry kit by IL	ACL top					

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Department: Testing Laboratory-Medical ISO 15189 Accreditation No. 115

Appendix to Certificate No. 115-04

Item	mem Scope Site Types of Test / Properties Measured Materials / Type Materials /			Materials / Sa	imples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks	
Gro	Group of products: Health, Medicine - Microbiology, Viruses							וגיה, נגיפים	ואה - מיקרוביולו	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>
	Biological Testing, Non Culture Identification Ttyping - Immunoassays in Autoanalysers				assays in		יזרים	אימונוכימיות באוטואנלי	לא תרבית – שיטוח.	בדיקות ביולוגיות, <i>זיהוי ואפיון ל</i>
84				Serum	סרום	CMIA	ARCHITECT Abbott Kit		CMIA= Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay	
85	A	P	Virus: Hepatitis. B Surface Ag	Virus: Hepatitis. B Surface Ag	Serum	סרום		ARCHITECT Abbott Kit		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Name and Address:

Organization name Sheba Medical Center

Laboratory name AIDS

Address Tel Hashomer 52621

Israel

Phone +972-3-530-3401 **Fax** +972-3-530-3501

E-Mail <u>bakhanus@yahoo.com</u>

Item	Scope Type	Site	Types of Test / P	roperties Measured	Materials / Samples Tested		Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Grou	Group of products: Health, Medicine - Microbiology, Viruses				ses			וגיה, נגיפים	ואה - מיקרוביולו	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>
	Group of products: Health, Medicine - Microbiology, Viruses Biological Testing, Non Culture Identification Ttyping - Immunoassays in Autoanalysers				assays in		ייזרים	אימונוכימיות באוטואנלי	לא תרבית – שיטוח	בדיקות ביולוגיות, זיהוי ואפיון ל
86	86 A P HIV Ab/Ag HIV Ab/Ag Serum/Plasma			סרום / פלסמה	CMIA	ARCHITECT		CMIA= Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay Kit-HIV Ag/Ab Combo		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Name and Address:

Organization name Sheba Medical Center

Laboratory name Blood Bank

Address Tel Hashomer 52621

Israel

Phone +972-3-530-2570 **Fax** +972-3-530-5294

E-Mail MatiMandel@sheba.health.gov.il

Item	Scope Type	Site	Types of Test / F	Properties Measured	Materials / Sc	amples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	up of p	product	s: Health, Medicin	e - Blood Bank					ואה - בנק דם	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>
Biolo	gical T	Testing, 1	Immunoassays by Au	toanalysers / manual				ורים/ידניות	כימיות באוטואנלייי	בדיקות ביולוגיות, שיטות אימונו
87	A	P	Antibody screening	Antibody screening	Whole blood	דם מלא	Agglutination	Tube		
88	A	P	Antibody screening	Antibody screening	Whole blood	דם מלא	Agglutination	DiaMed Gel		
89	A	P	Antibody screening	Antibody screening	Whole blood	דם מלא	Agglutination	Auto-Vue System		Automatic System
90	A	P	Antibody screening	Antibody screening	Whole blood	דם מלא	Agglutination	iH-1000 System		Automatic System
91	A	P	Blood type: A, B, O, AB, Rh / Weak D	Blood type: A, B, O, AB, Rh / Weak D	Whole blood	דם מלא	Agglutination	Tube using Gamma reagents		
92	A	P	Blood type: A, B, O, AB, Rh / Weak D	Blood type: A, B, O, AB, Rh / Weak D	Whole blood	דם מלא	Agglutination	DiaMed Gel		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	m Scope Site Types of Test / Properties Measured Type		Materials / Sa	amples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks		
Gro	up of p	products	s: Health, Medicine	e - Blood Bank					ואה - בנק דם	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>
Biolo	gical T	Testing, I	mmunoassays by Aut	toanalysers / manual				זרים/ידניות	יכימיות באוטואנליי	בדיקות ביולוגיות, שיטות אימונו
93	A	P	Blood type: A, B, O, AB, Rh / Weak D	Blood type: A, B, O, AB, Rh / Weak D	Whole blood	דם מלא	Agglutination	Auto-Vue System		Automatic System
94	A	P	Blood type: A, B, O, AB, Rh / Weak D	Blood type: A, B, O, AB, Rh / Weak D	Whole blood	דם מלא	Agglutination	iH-1000 System		Automatic System
95	A	P	Compatibility	התאמה	Whole blood	דם מלא	IAT	Tube		IAT=Indirect Anti globulin Test
96	A	P	Compatibility	התאמה	Whole blood	דם מלא	IAT	DiaMed Gel		
97	A	P	Compatibility	התאמה	Whole blood	דם מלא	IS	Tube		IS= Immediate Spin
98	A	P	Serologic confirmation of ABO/Rh	Serologic confirmation of ABO/Rh	Whole blood	דם מלא	Agglutination	Tube		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Name and Address:

Organization nameSheba Medical CenterLaboratory nameCoagulation LaboratoryAddressTel Hashomer 52621

Israel

Phone +972-3-530-2105 **Fax** +972-3-535-1568

E-Mail <u>azivelin@sheba.health.gov.il</u>

Item	Scope Type	Site	Types of Test / P	roperties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	up of j	product	s: Health, Medicin	e - Hematology, Coa	gulation			, קרישה ה, קרישה	ואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: בריאות, רפ
Biolo	ological Testing, Autoanalysers								אנלייזרים	בדיקות ביולוגיות, שיטות באוטוי
99	A	P	Antithrombin	Antithrombin	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) בלסמה Chromogenic ACL Top 500 Kit Liquid ATIII: IL				
100	A	P	APCR (Activated Protein C Resistance)	APCR (Activated Protein C Resistance)	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection photometry Kit FV Leiden APCR V: IL	ACL Top 500		
101	A	P	CAC (Circulating Anti Coagulant)	CAC (Circulating Anti Coagulant)	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלטמה	Clot detection photometry PTT NS- Actin FS: Siemens PTT LA S: Stago dRVVT Screen: IL dRVVT Confirm: IL	ACL Top 500		
102	A	P	Factor II	Factor II	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection photometry Factor II DP:IL PT Recomboplastin: IL	ACL Top 500		DP- Deficient plasma

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type	Site	Types of Test / P	roperties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Grou	ıp of p	product	ts: Health, Medicin	e - Hematology, Co	agulation			, קרישה	פואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: בריאות, ר
Biolo	gical T	Testing,	Autoanalysers						וואנלייזרים	בדיקות ביולוגיות, שיטות באוט
103	A	P	Factor IX	Factor IX	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection photometry Factor IX DP: IL PTT Synthasil IL	ACL Top 500		
104	A	P	Factor V	Factor V	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection photometry Factor V DP:IL PT Recomboplastin: IL	ACL Top 500		
105	A	P	Factor VII	Factor VII	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection photometry Factor VII DP:IL PT Recomboplastin: IL	ACL Top 500		
106	A	P	Factor VIII	Factor VIII	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection photometry Factor VIII DP: IL PTT Synthasil IL	ACL Top 500		
107	A	P	Factor X	Factor X	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection photometry Factor X DP:IL PT Recomboplastin: IL	ACL Top 500		
108	A	P	Factor XI	Factor XI	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection photometry Factor XI DP: IL PTT Synthasil IL	ACL Top 500		
109	A	P	Factor XII	Factor XII	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection photometry Factor XII DP: IL PTT Synthasil IL	ACL Top 500		
110	A	P	Free Protein S antigen	Free Protein S antigen	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Immun-agglutination Kit free Protein S: IL	ACL Top 500		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type		Types of Test / P.	roperties Measured	Materials / Sa	umples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks		
Gro	up of	product	s: Health, Medicin	e - Hematology, Coa	gulation			, קרישה	פואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: בריאות, רנ		
Biolo	ogical Testing, Autoanalysers								אנלייזרים	בדיקות ביולוגיות, שיטות באוטו		
111	A	P	Inhibitor to clotting factor	Inhibitor to clotting factor	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) בלטמה Clot detection photometry See specific factors ACL Top 500						
112	A	P	INR Recomboplastin 2G (International Normalized Ratio)	INR Recomboplastin 2G (International Normalized Ratio)	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Calculation	ACL Top 500				
113	A	P	Protein C	Protein C	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Chromogenic Kit Coamatic Protein C: Chromogenix	ACL Top 500				
114	A	P	PT Recomboplastin 2G (Prothrombin Time %)	PT Recomboplastin 2G (Prothrombin Time %)	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection photometry Reagent: IL	ACL Top 500				
115	A	P	PTT Synthasil (Partial Thromboplastin Time)	PTT Synthasil (Partial Thromboplastin Time)	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Clot detection photometry Reagent: IL	ACL Top 500				
116	A	P	VWF (Von Willebrand Factor) antigen	VWF (Von Willebrand Factor) antigen	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Immun-agglutination VWF Antigen: IL	ACL Top 500				

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Item	Scope Type		Types of Test / P	Properties Measured	Materials / Sa	imples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	Group of products: Health, Medicine - Hematology, Coagulation							, קרישה	פואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: <i>בריאות, ר</i> פ
Biolo	Biological Testing, Immunoassays								וכימיות	בדיקות ביולוגיות, שיטות אימונ
117	A	P	Factor XIII	Factor XIII	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Enzymatic Kit Berichrom FXIII: Siemens	Elisa reader		
118	A	Р	Diagnosis of Hit- Heparin Induced Thrombocytopenia		Serum	סרום	Immunoagglutination by PaGIA kut from Biorad	ID Card centrifuge, Diamed		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type		Types of Test / P.	roperties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	up of j	product	s: Health, Medicine	e - Hematology, Coag	ulation			, קרישה	ואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>
Biol	logical Testing, Molecular Methods								ולאריות	בדיקות ביולוגיות, בשיטות מולק
119	A	P	Factor V Leiden	Factor V Leiden	Whole blood (DNA)	דם מלא (DNA)	SNP Detection by TaqMan with specific fluorescent probes	RT PCR ABI 7500 Applied Biosystem		RT-PCR= Real time Polymerase Chain Reaction
							nuorescent probes			SNP- Single Nucleotide polymorphism
120	A	P	MTHFR C677T (Methylenetetrahydrof olate reductase)	MTHFR C677T (Methylenetetrahydrofol ate reductase)	Whole blood (DNA)	דם מלא (DNA)	SNP Detection by TaqMan with specific fluorescent probes	RT PCR ABI 7500 Applied Biosystem		
121	A	P	Protrombin G20210A	Protrombin G20210A	Whole blood (DNA)	דם מלא (DNA)	SNP Detection by TaqMan with specific fluorescent probes	RT PCR ABI 7500 Applied Biosystem		
122	A	P	HPA 1,2,3,5,9,15	HPA 1,2,3,5,9,15	Whole blood (DNA)	דם מלא (DNA)	SNP Detection by TaqMan with specific fluorescent probes	RT PCR ABI 7500 Applied Biosystem		HPA- human Platelet antigen

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Item	Scope Type		Types of Test / Properties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	oup of products: Health, Medicine - Hematology, Coagulation			ulation			, קרישה	ואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: <i>בריאות, ר</i> פ
Biolo	ological Testing, Platelet function							jn	בדיקות ביולוגיות, תפקודי טסיו
123	A	P	Platelet aggregation for bleeding evaluation	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Aggregation induced by ADP, Epinephrin, Collagen, Ristocetin from Helena, Diamed, Molab	Aggram aggregometer Helena	-1	
124	A	P	Platelet aggregation for monitoring anti platelet drugs	Plasma, (Na Citrate)	(Na Citrate) פלסמה	Aggregation induced by ADP, Epinephrin, Arachidonic acil, from Diamed and Molab	Aggram aggregometer Helena		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Name and Address:

Organization name Sheba Medical Center
Laboratory name Endocrinology Laboratory

Address Tel Hashomer 52621

Israel

Phone +972-3-530-2022, +972-3-530-3082

Fax +972-3-530-2083

E-Mail hkanety@sheba.health.gov.il

hemirina@sheba.health.gov.il

Item	Scope Site Types of Test / Properties Measured Materials Type			Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks	
Gro	up of լ	product	s: Health, Medicine	e - Endocrinology				וגיה	ואה - אנדוקרינול	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רנ</i>
Biolo	gical T	esting, I	mmunoassays by Auto	oanalysers				זרים	וכימיות באוטואנליי	בדיקות ביולוגיות, שיטות אימונ
125	A	P	β-hCG (β- human Chorionic Gonadotropin)	β-hCG (β- human Chorionic Gonadotropin)	Serum	שרום Immunoassay/ Immulite 2000				
126	A	P	17β-Estradiol	17β-Estradiol	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
127	A	P	25-OH-Vitamin D	25-OH-Vitamin D	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	LIAISON		
128	A	P	ACTH	АСТН	Plasma	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
129	A	Р	Cortisol	Cortisol	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type	Site	Types of Test / Pi	roperties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Grou	ıp of j	product	s: Health, Medicine	- Endocrinology				ווגיה	פואה - אנדוקרינול	משפחת מוצרים: בריאות, רנ
Biolo	gical T	Testing, l	Immunoassays by Aut	toanalysers				זרים	וכימיות באוטואנליי	בדיקות ביולוגיות, שיטות אימונ
130	A	P	C-peptide	C-peptide	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
131	A	P	DHEA-S (Dehydroepiandrostero neSulfate)	DHEA-S (Dehydroepiandrosteron eSulfate)	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
132	A	P	FSH (Follicular Stimulating Hormone)	FSH (Follicular Stimulating Hormone)	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
133	A	P	GH (Growth Hormone)	GH (Growth Hormone)	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
134	A	P	IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1)	IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1)	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
135	A	P	Insulin	אינסולין	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
136	A	P	LH (Luteinizing Hormone)	LH (Luteinizing Hormone)	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
137	A	P	PRL (Prolactin)	PRL (Prolactin)	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
138	A	P	Progesterone	פרוגסטרון	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
139	A	P	PTH-I (Para Thyroid Hormone-Intact)	PTH-I (Para Thyroid Hormone-Intact)	Plasma	פלסמה	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
140	A	P	Testosterone	טסטוסטרון	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Department: Testing Laboratory-Medical ISO 15189 Accreditation No. 115

Appendix to Certificate No. 115-04

Item	Scope Type		Types of Test / P	roperties Measured	Materials / So	umples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	roup of products: Health, Medicine - Endocrinology						לוגיה לוגיה	פואה - אנדוקרינוי	משפחת מוצרים: בריאות, רו	
Biolo	Biological Testing, Immunoassays by Autoanalysers							יזרים	וכימיות באוטואנליי	בדיקות ביולוגיות, שיטות אימונ
141	A	P	Thyroglobulin	Thyroglobulin	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
142	A	P	Thyroglobulin Ab	Thyroglobulin Ab	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		
143	A	P	TPO Ab (Thyroid Peroxidase-Ab)	TPO Ab (Thyroid Peroxidase-Ab)	Serum	סרום	Immunoassay/ Chemiluminescence	Immulite 2000		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type		Types of Test / P	Properties Measured	Materials / Sa	amples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks		
Gro	up of j	products	s: Health, Medicine	e - Endocrinology				וגיה	ואה - אנדוקרינול	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>		
Biolo	gical T	Testing, M	Ianual Immunoassay	'S					וכימיות ידניות	בדיקות ביולוגיות, שיטות אימונ		
144	A	P	Aldosterone	Aldosterone	Serum	סרום	PIA DPC Kit RIA= Radioimmun RIA= Radioimmun					
145	A	P	Androstenedione	Androstenedione	Serum	סרום	RIA	DSL Kit				
146	A	P	Cortisol (Free)	קורטיזול (חופשי)	Urine 24 HR	איסוף שתן 24 שעות	RIA	DPC Kit				
147	A	Р	GAD Ab (Glutamic Acid Decarboxylase Ab)	GAD Ab (Glutamic Acid Decarboxylase Ab)	Serum	סרום	IRMA	CIS Kit		IRMA= Immunoradiometric Assay		
148	A	P	Progesterone 17-OH (Progesterone 17- Hydroxy)	Progesterone 17-OH (Progesterone 17- Hydroxy)	Serum	סרום	RIA	CIS Kit				
149	A	P	Renin Activity	Renin Activity	Plasma	פלסמה	RIA	CIS Kit				

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Department: Testing Laboratory-Medical ISO 15189 Accreditation No. 115

Appendix to Certificate No. 115-04

Item	Scope Type	Site	Types of Test / P	roperties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	oup of products: Health, Medicine - Endocrinology							וגיה	ואה - אנדוקרינול	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>
Chen	hemical Testing, Chromatography									בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה
150	A	P	Glycated HbAlC	Glycated HbAlC		דם מלא	HPLC	D-10		HPLC=High Pressure Liquid Chromatography Automatic System

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Name and Address:

Organization name Sheba Medical Center

Laboratory name Gastroenterology Laboratory

Address Tel Hashomer 52621

Israel

Phone +972-3-530-2905 **Fax** +972-3-530-2913

E-Mail opicard@sheba.health.gov.il

Item	Type			Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks	
Gro	up of p	product	s: Health, Medicine	e - Microbiology, Virt	ises			גיה, נגיפים	ואה - מיקרוביולו	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>
	ological Testing, Non Culture Identification Ttyping - Immunoassays in atoanalysers						יזרים	אימונוכימיות באוטואנלי.	לא תרבית – שיטות	בדיקות ביולוגיות, זיהוי ואפיון ל
151	A	P	Virus: Hepatitis A Ab (IgM)	Virus: Hepatitis A Ab (IgM)	Serum	MEIA AxSYM Abbott Kit MEIA= Micropa Immuno Assay				MEIA= Microparticle Enzyme Immuno Assay
152	A	P	Virus: Hepatitis B Core Ab (Total)	Virus: Hepatitis B Core Ab (Total)	Serum	סרום	MEIA	AxSYM Abbott Kit		
153	A	P	Virus: Hepatitis B e. Ab	Virus: Hepatitis B e. Ab	Serum	סרום	MEIA	AxSYM Abbott Kit		
154	A	P	Virus: Hepatitis B e. Ag	Virus: Hepatitis B e. Ag	Serum	סרום	MEIA	AxSYM Abbott Kit		
155	A	P	Virus: Hepatitis. B Core Ab (IgM)	Virus: Hepatitis. B Core Ab (IgM)	Serum	סרום	MEIA	AxSYM Abbott Kit		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Item	Scope Type		Types of Test / P.	roperties Measured	Materials / Sa	umples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	roup of products: Health, Medicine - Microbiology, Viruses				ises			וגיה, נגיפים	פואה - מיקרוביולו	משפחת מוצרים: <i>בריאות, ר</i> פ
	ological Testing, Non Culture Identification Ttyping - Immunoassays in toanalysers			assays in		ייזרים	. אימונוכימיות באוטואנלי	לא תרבית – שיטות	בדיקות ביולוגיות, זיהוי ואפיון ל	
156	56 A P Virus: Hepatitis.A Ab Virus: Hepatitis.A Ab (Total)			Serum	סרום	MEIA	AxSYM Abbott Kit			
157	A	P	Virus: Hepatitis.B Surface Ab	Virus: Hepatitis.B Surface Ab	Serum	סרום	MEIA	AxSYM Abbott Kit		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Name and Address:

Organization name
Laboratory name
Address

Sheba Medical Center
Hematology Laboratory
Tel Hashomer 52621, Israel

Phone +972-3-530-2356 **Fax** +972-3-530-3506

E-Mail nira.bloom@sheba.health.gov.il

Item Scope Type		Types of Test / P	roperties Measured	Materials / So	amples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of	product	ts: Health, Medicine	e - Hematology					ואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>
Biological	Testing,	Cell Typing by FACS A	Analysis					FACS -2	בדיקות ביולוגיות, איפיון תאים
158 A	P	stem cell collections, B.M, cord blood. Identify lymphocyte subpopulations in peripheral blood.	Cell Markers Diagnosis and follow up of: AML, ALL, CLL, Lymphomas, NB, PNH, MDS MRD of ALL and CLL. Quantization of stem cells in transplants from peripheral blood stem cell collections, B.M, cord blood. Identify lymphocyte subpopulations in peripheral blood. DNA content and Cell Cycle.	Bone marrow, peripheral blood, body fluids	מח עצם, דם היקפי , נוזלי גוף	Immunofluorescence by Flow Cytometry On whole blood or Ficol separated cells. Using monoclonal and polyclonal Antibodies. Reagents of: Beckman Coulter, Becton Dickinson, Dako, e- Bioscience, IQP, Invitrogen, Biolegend	Canto II		FACS = Fluorescence Activated Cell Sorter AML, ALL= Acute leukemias CLL= Chronic leukemias NB = Neuroblastoma PNH = Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria MDS = Myelodysplastic syndromes MRD = Minimal residual disease

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests: Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 26.08.2013 Version No. 4

Page No. 31 of: 52



Item	Scope Type		Types of Test / I	Properties Measured	Materials / So	amples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	up of	product	s: Health, Medicin	ne - Hematology				f	ואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: בריאות, רכ
Biolo	iological Testing, Cell Typing by FACS Analysis 50 A P Cell Markers Cell Markers Rone marrow peripheral								FACS -2	בדיקות ביולוגיות, איפיון תאים
159	A	P	Cell Markers See the test above	Cell Markers See the test above	Bone marrow, peripheral blood, body fluids		Immunofluorescence by Flow Cytometry On whole bone marrow or Ficol separated cells. Using monoclonal and polyclonal Antibodies. Reagents of: Beckman Coulter, Becton Dickinson, Dako, e-Bioscience, IQP, Invitrogen, Biolegend	Becton Dickinson FACSCalibur		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Item	Scope Type		Types of Test / P.	roperties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks	
Gro	up of	product	s: Health, Medicine	e - Hematology				פחת מוצרים: <i>בריאות, רפואה - המטולוגיה</i>			
Biolo	gical	Testing, I	Blood Cell Typing Mar	nual smear				ג ביולוגיות, אפיון תאי דם, משטח ידני			
160	A	P	Blood Smears or Films: Normal blood films Young cells: Stabs, MetaMyelocytes, Myelocytes, Promyrlocytes, Blasts. Atypical Lymphocytes, Granulocytes Red Blood Cell pathology. Leukemic blood smears. Abnormalities in Platelets.	Blood Smears or Films: Normal blood films Young cells: Stabs, MetaMyelocytes, Myelocytes, Promyrlocytes, Blasts. Atypical Lymphocytes., Monocytes, Granulocytes Red Blood Cell pathology. Leukemic blood smears. Abnormalities in Platelets.	Whole blood	דם מלא	Microscopy on Gimsa stained slides.	Manual and automatically spread blood smears by Beckman Coulter 755.			

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type		Types of Test / P	roperties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	Group of products: Health, Medicine - Hematology, Hematologic Cytogenetics			ית	, ציטוגנטיקה המטולוגי	ואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>			
Biolo	ological Testing, Cariotyping/Chromosome Analysis						t	/בדיקת כרומוזומיה	בדיקות ביולוגיות, קאריוטייפינו	
161	A	P	Karyotype analysis of Hematological diseases and malignancies: AML, CML, ALL, MDS, Lymphomas. Other malignancies: NB, PNET			מח עצם, דם היקפי		Microscope (Nikon) and computerized image acquisition and analysis system for karyotyping (ASI)		AML, ALL= Acute leukemias CLL, CML= Chronic leukemias MDS = Myelodysplastic syndromes NB = Neuroblastoma PNET = Primitive neuroectodermal tumors

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

	Scope Type	Site	Types of Test / P.	roperties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
Group	of p	products	s: Health, Medicine	e - Hematology, Hem	atologic Cytogenetics		ית	, ציטוגנטיקה המטולוגי	ואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>
Biologi	ical T	esting, F	ISH							בדיקות ביולוגיות, FISH
162 A	A	P	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of Neuroblastoma, N- MYC amplification, - MLL.	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of Neuroblastoma, N-MYC amplification, -MLL.	Bone marrow, and solid tumors	מח עצם, גידולים מוצקים	FISH	Fluorescent microscope		FISH = Fluorescent In Situ Hybridization
163 A	A	P	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of Ewing Sarcoma: t(11;22).	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of Ewing Sarcoma: t(11;22).	Bone marrow, and solid tumors	מח עצם, גידולים מוצקים	FISH	Fluorescent microscope		
164 A	A	P	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of CML: bcr/abl, bcr/ablES, bcr/abl-dual fusion. CML blast crisis: bcr/abllES, +8.	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of CML: bcr/abl , bcr/ablES, bcr/abl-dual fusion. CML blast crisis: bcr/abllES, +8.	Bone marrow, peripheral blood	מח עצם, דם היקפי	FISH	Fluorescent microscope		
165 A	A	P	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of AML: t(8;21), inv(16), +8, MLL rearrangements, t(15;17), -5/5q31-, - 7/7q31-, +8, 20q	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of AML: t(8;21), inv(16), +8, MLL rearrangements, t(15;17), -5/5q31-, -7/7q31-, +8, 20q	Bone marrow, peripheral blood	מח עצם, דם היקפי	FISH	Fluorescent microscope		
166 A	A	P	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of CLL: +12, - p53, 13q14-, 11q-, 6q	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of CLL: +12, - p53, 13q14-, 11q-, 6q	Bone marrow, peripheral blood	מח עצם, דם היקפי	FISH	Fluorescent microscope		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Item	Scope Type		Types of Test / Pr	operties Measured	Materials / San	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
	up of p	-	s: Health, Medicine	e - Hematology, Hen	natologic		ית	, ציטוגנטיקה המטולוג	פואה - המטולוגיה	משפחת מוצרים: בריאות, רנ
Biolo	gical T	Testing,	FISH							בדיקות ביולוגיות, FISH
167	A	P	Diagnosis and follow-up of ALL: bcr/ablES, +4,+ 6,+10, +17,+21), t(12;21),12p-, 9p21-,	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of ALL: bcr/ablES, +4,+ 6,+10, +17,+21), t(12;21),12p-, 9p21-, MLL rearrangements.	Bone marrow, peripheral blood	מח עצם, דם היקפי	FISH	Fluorescent microscope		
168	A	P	Diagnosis and follow-up of Anaplastic Large T-Cell Lymphoma: t(2;5). Follicular Lymphoma: t(14;18), IGH rearrangements. Mantle Cell Lymphoma: t(11;14), 13q14.3-, IGH rearrangements. Burkitt's Lymphoma: t(8;14), C-MYC rearrangements. Diffuse Large B-cell Lymphoma: BCL6(3q27) rearrangements. MALT Lymphoma: MALT1 (18q21)	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of Anaplastic Large T-Cell Lymphoma: t(2;5). Follicular Lymphoma: t(14;18), IGH rearrangements. Mantle Cell Lymphoma: t(11;14), 13q14.3-, IGH rearrangements. Burkitt's Lymphoma: t(8;14), C-MYC rearrangements. Diffuse Large B-cell Lymphoma: BCL6(3q27) rearrangements. MALT Lymphoma: MALT (18q21) rearrangements.	Bone marrow, peripheral blood	מח עצם, דם היקפי	FISH	Fluorescent microscope		
169	A	P	Diagnosis and follow-up of	Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of Post-Allogeneic BMT: XX/XY	Bone marrow, peripheral blood	מח עצם, דם היקפי	FISH	Fluorescent microscope		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Item	Scope Type	1				umples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
	Group of products: Health, Medicine - Hematology, Hematologic Cytogenetics						ית: ירת:	<i>ה,</i> ציטוגנטיקה המטולוג	פואה - המטולוגיר	משפחת מוצרים: בריאות, רנ
Biolo	gical T	Testing, I	FISH							בדיקות ביולוגיות, FISH
170	170 A P Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of MDS: -5/5q31-, -7/7q31-, +8, 20q Molecular cytogenetic Diagnosis and follow-up of MDS: -5/5q31-, -7/7q31-, +8, 20q			מח עצם, דם היקפי	FISH	Fluorescent microscope				

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Name and Address:

Organization name Sheba Medical Center

Laboratory name Lipids and Atherosclerosis Laboratory

Address Tel Hashomer 52621

Israel

Phone +972-3-530-2940 **Fax** +972-3-530-4431

E-Mail roitelma@sheba.health.gov.il

Item	Scope Type	Site	Types of Test / P	roperties Measured	Materials / Sa	imples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks	
Gro	up of j	product	s: Health, Medicin	e - Chemistry, Genera	l Biochemistry			כימיה כללית	פואה - כימיה, ביוו	משפחת מוצרים: <i>בריאות, ר</i> נ	
Chen	nemical Testing, Autoanalysers								:לייזרים	בדיקות כימיות, שיטות באוטואו	
171	A	P	Apolipoprotein A1	Apolipoprotein A1	Plasma, Serum	פלסמה, סרום Immunoturbido-metric Olympus AU400 / kit by Beckman Coulter					
172	A	P	Apolipoprotein B	Apolipoprotein B	Plasma, Serum	Immunoturbido-metric Olympus AU400 / kit by Beckman Coulter					
173	A	P	Apolipoprotein CII	Apolipoprotein CII	Plasma, Serum	פלסמה, סרום	Immunoturbido-metric	Olympus AU400 / kit by Kamiya			
174	A	P	Apolipoprotein CIII	Apolipoprotein CIII	Serum	סרום	Immunoturbido-metric	Olympus AU400 / kit by Kamiya			
175	A	P	Cholesterol	כולסטרול	Plasma, Serum	פלסמה, סרום	Enzymantic /Colorimetric	Olympus AU400 / kit by Beckman Coulter			

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Site Types of Test / Properties Measured Mate Type			Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks			
Gro	roup of products: Health, Medicine - Chemistry, General Biochemistry					פחת מוצרים: בריאות, רפואה - כימיה, ביוכימיה כללית						
Chei	hemical Testing, Autoanalysers					ות כימיות, שיטות באוטואנלייזרים						
176	A	P	HDL (High Density Lipoprotein) cholesterol	HDL (High Density Lipoprotein) cholesterol	Plasma, Serum	פלסמה, סרום	Enzymantic /Colorimetric	Olympus AU400 / kit by Beckman Coulter				
177	A	P	High sensitive C- reactive protein	High sensitive C- reactive protein	Plasma, Serum	פלסמה, סרום		Olympus AU400 / kit by Beckman Coulter				
178	A	P	LDL (Low Density Lipoprotein) cholesterol	LDL (Low Density Lipoprotein) cholesterol	Plasma, Serum	פלסמה, סרום	Enzymantic /Colorimetric	Olympus AU400 / kit by Beckman Coulter				
179	A	P	Lipoprotein (a)	Lipoprotein (a)	Plasma, Serum	פלסמה, סרום		Olympus AU400 / kit by Kamiya				
180	A	P	Triglycerides	Triglycerides	Plasma, Serum	פלסמה, סרום	Enzymantic /Colorimetric	Olympus AU400 / kit by Beckman Coulter				

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Name and Address:

Organization name Sheba Medical Center

Laboratory name Clinical Toxicology & Pharmacology

Address Tel Hashomer 52621

Israel

Phone +972-3-530-2358 **Fax** +972-3-535-1596

E-Mail Michal.Rotenberg@sheba.health.gov.il

Item	Scope Type	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks		
	roup of products: Health, Medicine - Chemistry, Toxicology and carmacology						ħ	קסיקולוגיה ופרמקולוגיו	ואה - כימיה, טוי	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפ</i>
Chen	emical Testing, Autoanalysers								לייזרים	בדיקות כימיות, שיטות באוטואו
181	A	P	Acetyl Choline Esterase	Acetyl Choline Esterase	RBC	תאי דם אדומים	Elman-Colorimetric	Olympus 640AU 2700AU kit by Microgenics.		RBC=Red Blood Cell
182	A	P	Amphetamines	אמפטמינים	Urine	שתן	EMIT	Olympus AU640 2700AU kit by Microgenics		EMIT=Enzyme Mediated Immunoassay Technique
183	A	P	Barbiturates	ברביטורטים	Urine	שתן	ЕМІТ	Olympus AU640 2700AU kit by Microgenic		
184	A	P	Benzodiazepines	Benzodiazepines	Urine	שתן	EMIT	Olympus AU640 2700AU kit by Microgenic		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests: Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 26.08.2013 Version No. 4

Page No. 40 of: 52



Item	Scope Type		Types of Test / Pa	roperties Measured	Materials / Sa	imples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
	up of		s: Health, Medicine	e - Chemistry, Toxico	ology and		ก	;סיקולוגיה ופרמקולוגי	ואה - כימיה, טוד:	משפחת מוצרים: בריאות, רפ
Cher	nical T	Γesting, A	Autoanalysers						לייזרים	בדיקות כימיות, שיטות באוטואו
185	A	P	Cannabinoids	Cannabinoids	Urine	שתן	EMIT	Olympus AU640 2700AU kit by Microgenic		
186	A	P	Cocaine metabolite	Cocaine metabolite	Urine	שתן	EMIT	Olympus AU640 2700AU kit by Microgenic		
187	A	P	Creatinine	Creatinine	Urine	שתן	Colorimetric	Olympus 640AU 2700AU kit by Olympus DRI Microgenics.		
188	A	P	EDDP (2-Ethylidene 1.5-Dimethyl 3.3- Diphenylpyrrolidine)	EDDP (2-Ethylidene 1.5-Dimethyl 3.3-Diphenylpyrrolidine)	Urine	שתן	ЕМІТ	Olympus AU640 2700AU kit by Microgenic		Methadone metabolite
189	A	P	Methadone	מתאדון	Urine	שתן	EMIT	Olympus AU640 2700AU kit by Microgenic		
190	A	P	Opiates	אופיאטים	Urine	שתן	EMIT	Olympus AU640 2700AU kit by Microgenic		
191	A	P	Pseudo Choline Esterase	Pseudo Choline Esterase	Serum/Plasma	סרום / פלסמה	Elman-Colorimetric	Olympus 640AU 2700AU		
192	A	P	Tri-Chloro-Acetic acid	Tri-Chloro-Acetic acid	Urine	שתן	Colorimetric	Spectrophotometer		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Item	tem Scope Site Types of Test / Properties Measured Materials / Sc Type			amples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks		
	Group of products: Health, Medicine - Chemistry, Toxicology and Pharmacology						វា	קסיקולוגיה ופרמקולוגי	פואה - כימיה, טוי	משפחת מוצרים: בריאות, רנ
Chei	Chemical Testing, Autoanalysers								נלייזרים	בדיקות כימיות, שיטות באוטוא
193	193 A P ZPP (Zinc Proto Porphyrin) ZPP (Zinc Proto Porphyrin) Whole blood			דם מלא	ii ciii accii accii ii cici	Proto Fluor-Z (Hematofluorimeter - Helena laboratries)				

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type		Types of Test / P	roperties Measured	Materials / Sa	mples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
	up of maco	-	ts: Health, Medicine	- Chemistry, Toxicol	ogy and		ħ	סיקולוגיה ופרמקולוגיו;	אה - כימיה, טוד	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפו</i>
Chen	nical T	esting, C	Chromatography							בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה
194	A	P	Alcohol	אלכוהול	Blood	דם	Chromatography	GC-HS/FID (HP 7890A)		HS: Head Space FID: Flame Ionization Detector
195	A	P	Alcohol	אלכוהול	Urine	שתן	GC-HS/FID	GC-HS/FID (HP 7890A)		
196	A	P	Amphetamines	אמפטמינים	Urine	שתן	Chromatography	GC/MS (HP 6090 & HP 8970)		GC/MS=Gas Chromatography/Mass Spectroscopy
197	A	P	Cannabinoids	קנבינואידים	Urine	שתן	Chromatography	GC/MS (HP 6090 & HP 8970)		
198	A	P	Cocaine	קוקאין	Urine	שתן	Chromatography	GC/MS (HP 6090 & HP 8970)		
199	A	P	Hippuric & M- Hippuric acid	Hippuric & M-Hippuric acid	Urine	שתן	Chromatography	HPLC (HP 1100)		HPLC=High Pressure Liquid Chromatography
200	A	P	Mandelic acid & PGA (Phenyl Glyoxylic Acid)	Mandelic acid & PGA (Phenyl Glyoxylic Acid)	Urine	שתן	Chromatography	HPLC (HP 1100)		
201	A	P	Opiates	אופיאטים	Blood	דם	Chromatography	LC/MS (Micromass Quattro Ultima Pt)		
202	A	P	Opiates	אופיאטים	Urine	שתן	Chromatography	GC/MS (HP 6090 & HP 8970)		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Item	Scope Type	Scope Site Types of Test / Properties Measured Materials / Scope Type			imples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks	
	Froup of products: Health, Medicine - Chemistry, Toxicology and Charmacology				ology and		ก	קסיקולוגיה ופרמקולוגי	פואה - כימיה, טוי	משפחת מוצרים: בריאות, רנ
Che	nemical Testing, Chromatography								בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה	
203	O3 A P Phenol פנול Urine			Urine	שתן	8 1 3	HPLC (HP 1100)			
204	A	P	tt(trans, trans)- Muconic acid	tt(trans, trans)-Muconic acid	Urine	שתן	3 T J	HPLC (HP 1100)		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Item	Scope Type		Types of Test / H	Properties Measured	Materials / So	amples Tested	Test principle / Characteristics	Equipment used / Work station	Opinion and Interpretation	Remarks
	up of rmaca		s: Health, Medicine	e - Chemistry, Toxicol	ogy and		<i>†</i>	סיקולוגיה ופרמקולוגיו	אה - כימיה, טוק	משפחת מוצרים: <i>בריאות, רפו</i>
Cher	nical [Testing,	Spectroscopy							בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה
205	A	P	Arsenic	ארסן	Urine	שתן	Spectroscopy	AAS Perkin-Elmer Analyst800		AAS-Atomic Absorption Spectroscopy
206	A	P	Cadmium	קדמיום	Urine	שתן	Spectroscopy	AAS Perkin-Elmer Analyst800		
207	A	P	Cadmium	קדמיום	Whole blood	דם מלא	Spectroscopy	AAS Perkin-Elmer Analyst800		
208	A	P	Chrome	כרום	Urine	שתן	Spectroscopy	AAS Perkin-Elmer Analyst800 & Varian AA280Z		
209	A	P	Cobalt	קובלט	Urine	שתן	Spectroscopy	AAS Perkin-Elmer Analyst800		
210	A	P	Lead	עופרת	Urine	שתן	Spectroscopy	AAS Perkin-Elmer Analyst800		
211	A	P	Lead	עופרת	Whole blood	דם מלא	Spectroscopy	AAS Perkin-Elmer Analyst800		
212	A	P	Nickel	ניקל	Urine	שתן	Spectroscopy	AAS Perkin-Elmer Analyst800		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Appendix to Certificate No. 115-04

Schedule of Accreditation

Item		Scope Site Materials / Products Tested Types of Test / F Type Types Types of Test / F			Types of Test / Pro	perties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Gre	Group of products: Forensic Exhibits							משפחת מוצרים: <i>מוצגים פורנסיים</i>	
Che	mical T	esting,	Classical chemistry						בדיקות כימיות, כימיה קלאסית
213	213 A P Forensic exhibits מוצגים פורנסיים Cannabis				Cannabis	חשיש/ מריחואנה	Color		Color test , Duquenois Levine

Site: P or T or M, P-Permane. , T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Fler :: Scope in analytical tests: Type of matrix, analytes, experimenta. Type of matrix, analytes approved and documented process are refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 26.08.2013 Version No. 4

Page No. 46 of: 52



Appendix to Certificate No. 115-04

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Pr	oducts Tested	Types of Test / Pro	perties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks		
Grou	ıp of p	produ	cts: Forensic Exhibits	r		מוצרים: מוצגים פורנסיים					
Chen	Chemical Testing, Chromatography								בדיקות כימיות,כרומטוגרפיה		
214	A	P	Forensic exhibits	מוצגים פורנסיים	Amphetamines	אמפטמינים	Chromatography		HP 6090 & HP 8970 & Finnigen Polaris Q		
215	A	P	Forensic exhibits	מוצגים פורנסיים	Cannabis	חשיש/ מריחואנה	Chromatography		TLC=Thin Layer Chromatography		
216	A	P	Forensic exhibits	מוצגים פורנסיים	Cannabis	חשיש/ מריחואנה	Thin-layer Chromatography		HP 6090 & HP 8970 & Finnigen Polaris Q		
217	A	P	Forensic exhibits	מוצגים פורנסיים	General drugs screening	סריקת סמים כללית	Chromatography		HP 6090 & HP 8970 & Finnigen Polaris Q		
218	A	P	Forensic exhibits	מוצגים פורנסיים	LSD (Lysergic acid Diethylamide)	LSD	Chromatography		HP 6090 & HP 8970 & Finnigen Polaris Q		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Appendix to Certificate No. 115-04

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Produ	ucts Tested	Types of Test / Prop	perties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
Grou	ıp of p	produc	cts: Environment - Air						משפחת מוצרים: <i>איכות סביבה - אויר</i>	
Chem	iical Te	esting,	Chromatography, GC			אטוגרפיה, GC				
219	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Alcohols combined	כוהלים משולבים	In house procedure		Based on: NIOSH 1405 GC/FID (HP 7890A & HP 5890) Compounds: n-butyl alcohol, sec- butyl alcohol, isobutyl alcohol, n-propyl alcohol	
220	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Alcohols I	כוהלים I	In house procedure		NIOSH= The National Institute for Occupational Safety and Health	
									Based on: NIOSH 1400 GC/FID (HP 7890A & HP 5890)	
									Compounds: Ethanol, Isopropyl alcohol	
221	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Alcohols IV	נוהלים IV	In house procedure		Based on: NIOSH 1403 GC/FID (HP 7890A & HP 5890)	
									Compounds: 2-butoxyethanol, 2-ethoxyethanol, 2-methoxyethanol,	
222	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Epichlorohydrine	אפיכלורוהידרין	In house procedure		Based on: NIOSH 1010 GC/FID (HP 7890A & HP 5890)	
223	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Esters I	I אסטרים	In house procedure		Based on: NIOSH 1450 GC/FID (HP 7890A & HP 5890)	
									Compounds: Butyl acetate	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Appendix to Certificate No. 115-04

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type		Materials / Pr	oducts Tested	Types of Test / Pro	perties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
Grou	Group of products: Environment - Air								משפחת מוצרים: איכות סביבה - אויר	
Chen	Chemical Testing, Chromatography, GC					בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC				
224	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Hydrocarbons 36-126 °C BP	פחממנים C BP פחממנים	In house procedure		BP = Boiling Point	
									Based on: NIOSH 1500 GC/FID (HP 7890A & HP 5890)	
									Compounds: Hexane	
225	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Hydrocarbons, ,Halogenated	פחמימנים הלוגנים	In house procedure		Based on: NIOSH1003 GC/FID (HP 7890A & HP 5890) Compounds: Chloroform,tetrachloroethylene ,1,1,1-trichloroethane Carbon tetrachloride	
226	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Hydrocarbons, Aromatic	פחמימנים ארומטיים	In house procedure		Based on: NIOSH 1501 GC/FID (HP 7890A & HP 5890) Compounds: Benzene, Styrene, Toluene, Xylene	
227	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Ketones I	I קטונים	In house procedure		Based on: NIOSH 1300 GC/FID (HP 7890A & HP 5890)	
									Compounds: MIBK(methyl isobutyl ketone	
228	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Methyl acrylate	מתיל אקרילאט	In house procedure		Based on: NIOSH 1459 GC/FID (HP 7890A & HP 5890)	
229	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Methyl ethyl ketone (2-butanone)	מתיל אתיל קטון	In house procedure		Based on: NIOSH 2500 GC/FID (HP 7890A & HP 5890)	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Appendix to Certificate No. 115-04

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Pro	ducts Tested	Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
Group of products: Environment - Air						משפחת מוצרים: איכות סביבה - אויר				
Chemical Testing, Chromatography, GC						בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC				
230	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Methyl methacrylate	מתיל מתאקרילאט	In house procedure		Based on: NIOSH 2537 GC/FID (HP 7890A & HP 5890)	
231	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Methylene chloride	מתילן כלוריד	In house procedure		Based on: NIOSH 1005 GC/FID (HP 7890A & HP 5890)	
232	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Trichloroethylene	טריכלורואתילן	In house procedure		Based on: NIOSH 1022 GC/FID (HP 7890A & HP 5890)	
233	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Vinyl chloride	ויניל כלוריד	In house procedure		Based on: NIOSH 1007 GC/FID (HP 7890A & HP 5890)	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Appendix to Certificate No. 115-04

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type		Materials / Products Tested Types of Test / Pr			perties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Environment - Air									משפחת מוצרים: איכות סביבה - אויר
Chemical Testing, Spectroscopy, UV/Visible								UV	בדיקות כימיות, <i>ספקטרוסקופיה</i> , תחום נראה/
234	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Aromatic isocyanates	איזוציאנטים ארומטים	In house procedure		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile



Appendix to Certificate No. 115-04

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type		Materials / Pr	ducts Tested Types of Test / Pro		perties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
Grou	ıp of j	produc	cts: Environment - Ai	r		משפחת מוצרים: <i>איכות סביבה - אויר</i>				
Chen	Chemical Testing, Spectroscopy, UV/Visible, Atomic absorption					בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה/ ${ m UV}$, בליעה אטומית				
235	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Arsenic	ארסן	In house procedure		Based on: NIOSH P&CAM 173 AAS Varian AA280Z	
236	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Beryllium and compounds	בריליום ותרכובות	In house procedure		Based on: NIOSH 7102 AAS Varian AA280Z	
237	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Cadmium and compounds	קדמיום ותרכובות	In house procedure		Based on: NIOSH 7048 AAS Varian AA280Z & AA280FS	
238	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Chromium and compounds	כרום ותרכובות	In house procedure		Based on: NIOSH 7024 AAS Varian AA280Z & AA280FS	
239	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Cobalt and compounds	קובלט ותרכובות	In house procedure		Based on: NIOSH 7027 AAS Varian AA280Z & AA280FS	
240	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Lead	עופרת	In house procedure		Based on: NIOSH 7082 AAS Varian AA280Z& AA280FS	
241	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Lead	עופרת	In house procedure		Based on: NIOSH 7105 AAS Varian AA280Z	
242	A	P	Air-Industrial hygiene	אויר - היגיינה תעשייתית	Nickel	ניקל	In house procedure		Based on: NIOSH 7105, 7082 AAS Varian AA280Z & AA280FS	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile